

ZADANIE 10**TESTY IDENTYFIKACYJNE****FORMULARZ CENOWY**

Lp.	Nazwa	Ilość oznaczeń w okresie 36 miesięcy	Cena za jedno badanie	Ilość oznaczeń w opakowaniu	Ilość pełnych opakowań	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość ogólna netto (6 x 7)	Podatek VAT		Wartość ogólna brutto (8 + 10)	Producent i nr katalogowy
								%	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Test lateksowy do typowania serologicznego paciorkowców beta-hemolizujących grup A,B,C,D,E,F,G wg Lancefield	900									
2.	Test lateksowy do typowania serologicznego paciorkowców beta-hemolizujących grupy B	300									
3.	Test lateksowy do wykrywania patogenów ośrodkowego układu nerwowego (Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus grupy B w płynie w mózgowo-rdzeniowym, krwi i hodowli)	450									
4.	Test lateksowy do identyfikacji metycylinoopornych Staphylococcus aureus (wykrywanie PBP 2)	400									

5.	Test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus ureus	1 200									
6.	Test do wykrywania Streptococcus pneumoniae	600									
7.	Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania Rota i Adenowirusów w próbkach kału	1 200									
8.	Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Legionella pneumophila (serogrupa 1 w próbkach moczu)	20									
9	Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania min 3 karbapenemaz (KPC, NDM, OXA-48) w jednym teście (z kolonii bakterii lub dodatniej hodowli krwi)	200									
10.	Szybki test do wykrywania antygeny Campylobacter w kale	200									
Wartość ogółem :											

WARUNKI WYMAGANE:

1. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki do wykonania testu.
2. Wykonywanie pojedynczych oznaczeń.
3. Dot. poz. 9- wszystkie Karbapenemazy wykrywane w jednym oznaczeniu.
4. Dot. poz. 7- każdy test pakowany indywidualnie.

KRYTERIA OCENY:**60% CENA****40% PARAMETRY UŻYTKOWE :****PARAMETRY OCENIANE:**

	Opis parametru:	Treść oferty:	Punktacja:
1.	Czułość i swoistość testu do wykrywania karbapenemaz nie mniejsza niż 97%.		TAK – 20 pkt, NIE – 0 pkt.
2.	Testy do wykrywania karbapenemaz pakowane indywidualnie		TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.
3.	Możliwość badania próbek kału przechowywanych do 72h w temp. 2-8 stopni - dotyczy poz. 7		TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt.